

## Łóżko rehabilitacyjne obniżone Domiflex



Rating: Not Rated Yet  
Price:

[Ask a question about this product](#)

### Description

Bardzo niskie i maksymalnie chroniące.

#### Wyposażenie podstawowe

- drewniane listwy
- zintegrowane drewniane lub metalowe poręcze
- niska wysokość początkowa
- panele końcowe pełne

#### Dodatki

- rozkładany materac
- wysięgnik z trójkątnym uchwytem do podnoszenia
- nogi równoległe do podłogi przy końcowej pozycji części
- uniesione wyciągnięte nogi
- lampa łóżkowa model D
- lampa łóżkowa model E
- wydłużenie łóżka do 220 cm
- uchwyt na kropłówkę
- materace
- dopełnienie materaca
- materac wydłużony do 220 cm
- zagłówek zintegrowany z pięcioczęściowym leżem
- ochraniacze na barierki
- system leża ripolux
- system leża ripoplan
- specjalne długości i szerokości
- stalowe leże
- stalowe leże ze sprężynami spiroplex
- przycisk w pilocie ustawiający leże w pozycji Trendelenburga
- system transportu i przechowywania
- uniwersalny uchwyt na różnego rodzaju akcesoria

#### Regulowana pozycja



Elektrycznie sterowane części unoszące plecy i nogi. Automatyczne trzystopniowe zgięcie kolan.

#### Bezpieczeństwo

- pierwotny bezpiecznik we wtyczce
- bezpiecznik wtórny

# Łóżko rehabilitacyjne obniżone Domiflex

---

- bezpiecznik termiczny
- funkcja wyłączenia
- ręczny wyłącznik awaryjny
- spiralny przewód główny
- przewód sieciowy zabezpieczony przed zginaniem i skręcaniem
- wodoszczelność do IPX4
- odporne na zniekształcenia, mocne barierki boczne

Silniki

Wodoodporne do IPX4, ergonomiczna wtyczka z zabezpieczeniem przed skręcaniem przewodu i bezpiecznikiem, zewnętrzny zasilacz obniżający napięcie.

Dane techniczne

- waga 80 kg
- wymiary leża 90 x 200 cm
- wymiary całkowite 103.5 x 215.5 cm
- całkowite obciążenie 170 kg
- maksymalna waga pacjenta 135 kg
- regulacja wysokości 24 – 64 cm
- wysokość poręczy 37 cm przy leżu stalowym
- specjalne szerokości nie są dostępne
- długości specjalne 180 - 220 cm
- wysokość początkowa 19 cm (tylko przy częściowym pokryciu, bez barierek)



Do pobrania

[Instrukcja montażu i obsługi](#)