


Łóżko ultra niskie Practico



Rating: Not Rated Yet

Price:

[Ask a question about this product](#)

Description

Nowa koncepcja opieki bez barier.

Ultra niskie łóżko Practico może być obniżone do samej podłogi. Dzięki tak niskiej pozycji pacjenci są w pełni bezpieczni. Łóżko to polecane jest głównie pacjentom o ograniczonej mobilności wynikającej z zastosowanych środków leczniczych. Zabezpieczeniem jest niska pozycja w odległości zaledwie 9,5 cm od podłoża. Zapobiega ona wywołującym urazy upadkom. Łóżko to jest także bardzo wygodne w obsłudze, ponieważ nie ma potrzeby rozkładania przed snem, stosowanego zazwyczaj w takich przypadkach dodatkowego materaca. Ultra niskie Practico może być podniesione na wygodną wysokość 80 cm, aby opiekunowie mogli wykonać swoją pracę. Zintegrowane boczne szyny teleskopowe zapewniają bezpieczeństwo pacjentom podczas podniesienia łóżka. Dzięki specjalnym mechanizmom podnoszącym podglówek i podnózek, zapewniona jest wolna przestrzeń dla podnośników oraz miejsce na poręcze mające wspomagać pacjentów korzystających z łóżka.

Łóżko ultra niskie Practico

Zalety w skrócie

- komfortowe, bezpieczne, pozycja spania tuż przy podłodze
- ogromna regulacja wysokości od 9,5 do 80 cm
- łagodne obniżanie
- pełna stabilność dla każdej wysokości
- 10 cm kółka z pojedynczymi hamulcami i ze zintegrowanymi poziomymi kółeczkami chroniącymi ściany
- pozycja Trendelenburga i anty Trendelenburga
- komfortowa pozycja siedząca
- pilot z funkcją blokady
- różnorodne komfortowe leża

Wyposażenie podstawowe

- drewniane wzmocnione listwy
- pozycja Trendelenburga i anty Trendelenburga
- dopełnienie materaca
- niska pozycja wyjściowa
- funkcja blokady

Aksesoria



Wysięgnik z uchwytem



Uchwyt na kroplówkę



Uchwyt na kroplówkę



Uchwyt na kroplówkę



Materac



Uchwyt na kroplówkę



Tacka



Ochraniacz



Materac przyłóżkowy



Mata transportowa

Specyfikacja

- waga ok. 165 kg
- wymiary całkowite 105,5 x 240 cm (w opcji możliwe skrócenie do 230 cm)
- udźwąg 220 kg
- maksymalna waga użytkownika 185 kg
- regulacja wysokości 9,5 – 81 cm
- wysokość leża 9,5 cm (w wersji z dzielonymi wzdłuż barierkami 15,5 cm)
- wysokość barierek 39,5 cm przy drewnianym leżu, z systemem ripolux® 35 cm
- wymiary leża 90 x 200 cm (możliwość zastosowania zintegrowanego wydłużenia do 220 cm)
- silnik odporny do IPX4, wysokiej jakości spiralne kable z zabezpieczeniem przed skręcaniem
- dwa różne typy paneli końcowych do wyboru, możliwość zastosowania różnych barierek

Kolory



Buk



Klon



Buk



Wiśnia



Orzech



Orzech Albany

Panele końcowe



Typ 31



Typ 32

Leżna



Drewniane



Metalowe



Ripolux Neo

Lampy



Model E



Podłóżkowa

Barierki boczne



Barierka
boczna
ciągła



Barierka
boczna
podzielona

Do pobrania

[Instrukcja montażu i obsługi \(ENG\)](#)

[Broszura \(ENG\)](#)